



Désignation	Cupules en caoutchouc					
Référence(s)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Désignation</th> <th>Référence</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sachet de 144 cupules</td> <td>3135839</td> </tr> </tbody> </table>	Désignation	Référence	Sachet de 144 cupules	3135839	
Désignation	Référence					
Sachet de 144 cupules	3135839					
Visuel						
Description	Pour le polissage des dents, après détartrage					
Caractéristiques et Données techniques	<p>A utiliser avec un contre-angle.</p> <p>Possèdent 6 lamelles internes : plus de contact pour une meilleure brillance.</p> <p>Pas de projections ni d'éclaboussures.</p> <p>10, 000 max rpm</p>					
Packaging	Sachet économique de 144 cupules.					
Stockage	Les brosettes doivent être stockées dans un récipient de stérilisation (support de fraises dentaires ou sachet) jusqu'à leur utilisation. Les récipients et les sachets doivent être secs avant ouverture, afin d'éviter toute nouvelle contamination par l'eau de leur contenu. Les emplacements de stockage doivent être secs, propres et maintenus à température ambiante.					
Durée de vie	5 ans à partir de la date de fabrication.					
Indications d'utilisation						
Informations légales	Dispositif médical de classe IIA sous la directive européenne 93/42/EEC incluant la Directive 2007/47/CE. Marquage CE 1639- SGS BELGIUM NV. Fabricant : STODDARD & CO.					

Version 2 - 03/2025