

Designación	Copas de pulir Medibase	
Reference(s)	Designación	Designación
	Bolsa de 144	3135839
Visual		
Descripción	Para pulir los dientes después de la escalada	
Características y datos técnicos	<p>Para ser usado con un contra-ángulo.</p> <p>Tiene 6 láminas internas: más contacto para un mejor brillo.</p> <p>No hay proyecciones o salpicaduras.</p> <p>10,000 max rpm</p>	
Embalaje	Bolsa económica de 144	
Esperanza de vida	5 años a partir de la fecha de fabricación.	
Indicaciones de uso		
Informaciones legales	Dispositivo médico de clase IIA Marcado CE 1639-SGS BELGIUM NV. Fabricante: STODDARD & CO	

Version 2 - 03/2025