

<b>Denominación del producto</b>	<b>HOJAS DE EXAMEN BLANCAS PAPEL MEDIBASE</b>
<b>Referencia</b>	3168296
<b>EAN</b>	
<b>Foto del producto</b>	
<b>Descripción del producto</b>	Hojas de examen de papel acolchado blanco para la mesa de consulta. Con una longitud precortada de 57 m, su doble grosor ofrece suavidad y buena absorbencia.
<b>Características y composición</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Vellón de papel de 2 capas, liso</li><li>▪ Montado con 4 moletas</li><li>▪ Gramaje: 2 x 18 gr/m<sup>2</sup>, es decir, 36 gr/m<sup>2</sup>.</li><li>▪ Anchura: 50 cm</li><li>▪ Longitud: 57 m, es decir, 150 formatos de 38 x 50 cm (±5%)</li><li>▪ Precorte: 38 cm</li><li>▪ Diámetro interior del núcleo: 39 mm</li><li>▪ Diámetro exterior del rollo: 11,2 &lt; x &lt; 11,5 cm</li></ul>
<b>Embalaje</b>	Caja de 6 rollos con asas de transporte (peso bruto: 6,85 kg)
<b>Vida útil</b>	/
<b>Indicaciones de uso</b>	
<b>Información jurídica</b>	Producto no clasificado Fabricado en Francia

Versión 1.1  
Actualización 2024/06/03 por CD