

<b>Désignation du produit</b>	<b>DRAPS D'EXAMEN BLANC PAPIER MEDIBASE</b>
<b>Référence</b>	3168296
<b>EAN</b>	
<b>Photo produit</b>	
<b>Description produit</b>	Draps d'examen blancs, en papier ouaté, pour table de consultation. D'une longueur de 57m prédécoupée, sa double épaisseur offre douceur et bonne capacité d'absorption.
<b>Caractéristiques et compositions</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2 plis papier ouaté, lisse</li> <li>▪ Assemblage par 4 moletages</li> <li>▪ Grammage : 2 x 18 gr/m<sup>2</sup>, soit 36 gr/m<sup>2</sup></li> <li>▪ Largeur : 50 cm</li> <li>▪ Métrage : 57 m soit 150 formats de 38 x 50 cm (±5%)</li> <li>▪ Prédécoupe : 38 cm</li> <li>▪ Diamètre intérieur du mandrin : 39 mm</li> <li>▪ Diamètre extérieur rouleau : 11,2 &lt; x &lt; 11,5 cm</li> </ul>
<b>Packaging</b>	Carton de 6 rouleaux avec poignées de transport (poids brut : 6,85 Kg)
<b>Durée de vie</b>	/
<b>Indications d'utilisation</b>	
<b>Informations légales</b>	Produit Hors Classe Fabriqué en France

Version 1.1  
Mise à jour 2024/06/03 par CD