



## SCHEMA DATI

<b>Denominazione del prodotto</b>	<b>FOGLI BIANCHI PER ESAMI CARTA MEDIBASE</b>
<b>Riferimento</b>	3168296
<b>EAN</b>	
<b>Foto del prodotto</b>	
<b>Descrizione del prodotto</b>	Fogli da visita in carta bianca ovattata per il tavolo di consultazione. Con una lunghezza pretagliata di 57 m, il suo doppio spessore offre morbidezza e buona assorbenza.
<b>Caratteristiche e composizioni</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Vello di carta a 2 strati, liscio</li><li>▪ Assemblato con 4 zigrinature</li><li>▪ Grammatatura: 2 x 18 gr/m<sup>2</sup>, cioè 36 gr/m<sup>2</sup>.</li><li>▪ Larghezza: 50 cm</li><li>▪ Lunghezza: 57 m, cioè 150 formati da 38 x 50 cm (±5%)</li><li>▪ Pretaglio: 38 cm</li><li>▪ Diametro interno dell'anima: 39 mm</li><li>▪ Diametro esterno del rotolo: 11,2 &lt; x &lt; 11,5 cm</li></ul>
<b>Imballaggio</b>	Scatola da 6 rotoli con maniglie per il trasporto (peso lordo: 6,85 kg)
<b>Durata di vita</b>	/
<b>Informazioni legali</b>	
<b>Informazioni legali</b>	Prodotto non di classe Prodotto in Francia

Versione 1.1  
Aggiornamento 2024/06/03 da CD