



FICHA TÉCNICA

Designação do produto	FOLHAS DE EXAME BRANCAS PAPEL MEDIBASE
Referência	3168296
EAN	
Foto do produto	
Descrição do produto	Folhas de exame em papel branco, acolchoado, para a mesa de consulta. Com um comprimento pré-cortado de 57 m, a sua dupla espessura oferece suavidade e boa absorção.
Caraterísticas e composições	<ul style="list-style-type: none">▪ Velo de papel de 2 camadas, liso▪ Montado com 4 serrilhas▪ Gramagem: 2 x 18 gr/m², ou seja, 36 gr/m².▪ Largura: 50 cm▪ Comprimento: 57 m, ou seja, 150 formatos de 38 x 50 cm (±5%)▪ Pré-corte: 38 cm▪ Diâmetro interior do núcleo: 39 mm▪ Diâmetro exterior do rolo: 11,2 < x < 11,5 cm
Embalagem	Caixa de 6 rolos com pegas de transporte (peso bruto: 6,85 kg)
Vida útil	/
Indicações de utilização	Produto fora da classe Fabricado em França
Informação jurídica	Produit Hors Classe Fabriqué en France

Versão 1.1

Atualização 2024/06/03 por CD