



FICHA TÉCNICA

Denominación del producto	MEDIBASE HOJAS DE EXAMEN DE PAPEL PLASTIFICADO AZUL (6)
Referencia	3173179
EAN	
Foto del producto	
Descripción del producto	Hojas de examen de papel plastificado azul para mesas de consulta. Muy resistente e impermeable, tiene dos caras de material para una comodidad de uso óptima.
Características y composición	<ul style="list-style-type: none">▪ Papel de guata azul de 1 capa laminado con polietileno, gofrado▪ Montado con 4 moletas▪ Peso: 38 g/m² (28 g/m² guata + 10 g/m² PE)▪ Anchura: 50 cm▪ Longitud: 57 m o 150 formatos de 38 x 50 cm (±5%)▪ Precorte: 38 cm▪ Diámetro interior del núcleo: 39 mm▪ Diámetro exterior del rollo: 9,5 < x < 9,8 cm
Embalaje	Caja de 6 rollos con asas de transporte (peso bruto: 6,5 kg)
Vida útil	/
Indicaciones de uso	
Información legal	Producto no clasificado Fabricado en Francia

Versión 1.1
Actualización 2024/06/03 por CD