

Désignation du produit	DRAPS D'EXAMEN BLEU EN PAPIER PLASTIFIE MEDIBASE (6)
Référence	3173179
EAN	
Photo produit	
Description produit	Draps d'examen bleus en papier plastifié, pour table de consultation. Très résistant et imperméable, il présente deux faces matière pour un confort d'utilisation optimum.
Caractéristiques et compositions	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 pli papier ouate bleue plastifiée avec polyéthylène, gaufré ▪ Assemblage par 4 moletages ▪ Grammage : 38 gr/m² (28gr/m² ouate + 10 gr/m² PE) ▪ Largeur : 50 cm ▪ Métrage : 57 m soit 150 formats de 38 x 50 cm (±5%) ▪ Prédécoupe : 38 cm ▪ Diamètre intérieur du mandrin : 39 mm ▪ Diamètre extérieur rouleau : 9,5 < x < 9,8 cm
Packaging	Carton de 6 rouleaux avec poignées de transport (poids brut : 6,5 Kg)
Durée de vie	/
Indications d'utilisation	
Informations légales	Produit Hors Classe Fabriqué en France

Version 1.1
Mise à jour 2024/06/03 par CD