

Denominazione del prodotto	FOGLI D'ESAME IN CARTA LAMINATA BLU MEDIBASE (6)
Riferimento	3173179
EAN	
Foto del prodotto	
Descrizione del prodotto	Fogli da visita in carta plastificata blu per tavoli da consultazione. Altamente resistenti e impermeabili, presentano due lati in materiale per un comfort d'uso ottimale.
Caratteristiche e composizioni	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Carta ovatta blu a 1 velo accoppiata con polietilene, gofrata ▪ Assemblato con 4 zigrinature ▪ Peso: 38 g/m² (28 g/m² di ovatta + 10 g/m² di PE) ▪ Larghezza: 50 cm ▪ Lunghezza: 57 m o 150 formati da 38 x 50 cm (±5%) ▪ Pretaglio: 38 cm ▪ Diametro interno dell'anima: 39 mm ▪ Diametro esterno del rotolo: 9,5 < x < 9,8 cm
Imballaggio	Scatola da 6 rotoli con maniglie per il trasporto (peso lordo: 6,5 kg)
Durata di vita	/
Informazioni legali	
Informazioni legali	Prodotto eccezionale Prodotto in Francia

Versione 1.1

Aggiornamento 2024/06/03 da CD