



## FICHA TÉCNICA

<b>Designação do produto</b>	<b>FOLHAS DE EXAME EM PAPEL LAMINADO AZUL MEDIBASE (6)</b>
<b>Referência</b>	3173179
<b>EAN</b>	
<b>Foto do produto</b>	
<b>Descrição do produto</b>	Folhas de exame em papel plastificado azul para mesas de consulta. Altamente resistente e impermeável, possui duas faces de material para um conforto ótimo de utilização.
<b>Caraterísticas e composições</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 1 folha de papel de enchimento azul laminado com polietileno, com relevo</li><li>▪ Montado com 4 serrilhas</li><li>▪ Peso: 38 g/m<sup>2</sup> (28 g/m<sup>2</sup> de pasta de papel + 10 g/m<sup>2</sup> de PE)</li><li>▪ Largura: 50 cm</li><li>▪ Comprimento: 57 m ou 150 formatos de 38 x 50 cm (±5%)</li><li>▪ Pré-corte: 38 cm</li><li>▪ Diâmetro interior do núcleo: 39 mm</li><li>▪ Diâmetro exterior do rolo: 9,5 &lt; x &lt; 9,8 cm</li></ul>
<b>Embalagem</b>	Caixa de 6 rolos com pegas de transporte (peso bruto: 6,5 kg)
<b>Vida útil</b>	/
<b>Indicações de utilização</b>	Produto fora da classe Fabricado em França
<b>Informação jurídica</b>	Produit Hors Classe Fabriqué en France

Versão 1.1

Atualização 2024/06/03 por CD