



<b>Désignation du produit</b>	<b>GANTS D'EXAMEN EN LATEX NON-POUDRES ALOE VERA</b>													
<b>Référence</b>	XS – 5/6	S – 6/7	M – 7/8	L – 8/9										
	3166225	3166226	3166227	3166228										
<b>Photo produit</b>														
<b>Description produit</b>	Gants d'examen en latex non poudrés. Non stérile, enduit à l'Aloe Vera, ambidextres, manchettes à bord roulés													
<b>Caractéristiques et compositions</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>XS-5/6</th> <th>S-6/7</th> <th>M-7/8</th> <th>L-8/9</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Largeur de paume (mm)</td> <td>76-80</td> <td>83-86</td> <td>93-96</td> <td>102-106</td> </tr> </tbody> </table>					XS-5/6	S-6/7	M-7/8	L-8/9	Largeur de paume (mm)	76-80	83-86	93-96	102-106
		XS-5/6	S-6/7	M-7/8	L-8/9									
Largeur de paume (mm)	76-80	83-86	93-96	102-106										
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Teneur en protéine : max 50 µg/dm<sup>2</sup></li> <li>Niveau de poudre : max 2 mg/gant</li> <li>En conformité avec les normes : EN 455-1/2/3/4</li> </ul>													
<b>Packaging</b>	Boite contenant 100 gants (± 2 gants). 10 boîtes par carton.													
<b>Durée de vie</b>	5 ans à partir de la date de fabrication													
<b>Indications d'utilisation</b>														
<b>Informations légales</b>	Dispositif médical de classe I sous directive MDR (EU) 2017/745 Fabricant : MATANG MANUFACTURING SDN BHD.													

Version 1.0  
Mise à jour 2024/06/03 par CD