



Designación	GUANTES DE LATEX EMPOLVADOS MEDIBASE														
Reference(s)	XS – 5/6	S – 6/7	M – 7/8	L – 8/9	XL – 9/10										
	0116692	0116656	0116657	0116658	0124592										
Visual															
Descripción	Guantes de examen de látex ambidextros. No estéril, con superficie lisa y puños enrollados.														
Características y datos técnicos	<table border="1" data-bbox="579 1025 1449 1189"> <thead> <tr> <th></th> <th>XS – 5/6</th> <th>S – 6/7</th> <th>M – 7/8</th> <th>L – 8/9</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ancho de la palma (mm)</td> <td>70-79</td> <td>80-89</td> <td>90-99</td> <td>100-109</td> </tr> </tbody> </table> <p>Contenido de proteínas: máximo 2000 µg/dm². Nivel de polvo: máximo 10 mg/dm². En cumplimiento de las normas: ASTM D3578-05, EN 455-1/2/3, EN 420, EN 388, EN 374-1/2/3</p>						XS – 5/6	S – 6/7	M – 7/8	L – 8/9	Ancho de la palma (mm)	70-79	80-89	90-99	100-109
	XS – 5/6	S – 6/7	M – 7/8	L – 8/9											
Ancho de la palma (mm)	70-79	80-89	90-99	100-109											
Embalaje	Caja que contiene 100 guantes (± 2 guantes). 10 cajas por caja.														
Esperanza de vida	3 años a partir de la fecha de fabricación														
Indicaciones de uso															
informaciones legales	Dispositivo médico de clase I según la Directiva Europea 93/42/EEC incluyendo la Directiva 2007/47/EC.														