



Designación	GUANTES DE EXAMEN DE LÁTEX SIN POLVO ALOE VERA													
Reference(s)	XS – 5/6	S – 6/7	M – 7/8	L – 8/9										
	3166225	3166226	3166227	3166228										
Visual														
Descripción	Guantes de examen de látex sin polvo. No estériles, recubiertos de Aloe Vera, ambidiestros, puño enrollado.													
Características y datos técnicos	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>XS-5/6</th> <th>S-6/7</th> <th>M-7/8</th> <th>L-8/9</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ancho de la palma (mm)</td> <td>76-80</td> <td>83-86</td> <td>93-96</td> <td>102-106</td> </tr> </tbody> </table>					XS-5/6	S-6/7	M-7/8	L-8/9	Ancho de la palma (mm)	76-80	83-86	93-96	102-106
		XS-5/6	S-6/7	M-7/8	L-8/9									
Ancho de la palma (mm)	76-80	83-86	93-96	102-106										
	<ul style="list-style-type: none"> • Contenido de proteínas: máximo 50 µg/dm². • Nivel de polvo: máximo 2 mg/dm². • De acuerdo con las normas: EN 455-1/2/3/4 													
Embalaje	Caja que contiene 100 guantes (± 2 guantes). 10 cajas por caja.													
Esperanza de vida	5 años a partir de la fecha de fabricación													
Indicaciones de uso														
informaciones legales	Dispositivo médico de clase I según la directiva MDR (EU) 2017/745. Fabricante: MATANG MANUFACTURING SDN BHD													

Versión 1.0
06/2024 CD