



Désignation	Protections pour plateaux Medibase									
Référence(s)	Couleur	Blanc	Bleu	Vert	Jaune	Orange	Rose	Lavande	Vert citron	Bleu Foncé
	Réf	116572	116744	116745	124643	3023338	3021948	3123064	3123065	3166481
Visuel										
Description	Protections perméables à la vapeur et au gaz, adaptées à la stérilisation et à la conservation des instruments.									
Caractéristiques et Données techniques	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensions : 18 x 28 cm - Papier très résistant au déchirement - Capacité d'absorption élevée - Papier 55 g / m² (100% pure cellulose) 									
Packaging	Lot de 250 feuilles, emballé sous film plastique									
Durée de vie	N/A									
Indications d'utilisation										
Informations légales	H.C									

Version 3

Date : Mise à jour 29/05/2024 par CD