


Designación	GUANTES DE NITRILLO SIN POLVO ROSA				
Referencia(s)	Tamaño	XS	S	M	L
	Referencia	3135189	3135190	3135191	3135192
	UDI-DI	3665318013592	3665318013585	3665318013578	3665318013547
Visual					
Descripción	Guantes de examen de nitrilo sin polvo. Ambidiestras, superficie digital microtexturada. No estéril. Puños con bordes vueltos				
Características y datos técnicos	<ul style="list-style-type: none"> • Excelente agarre • Permite la manipulación de siliconas • Fabricado de acuerdo con las normas EN 455: 1-4 & EN ISO 374-1;4;5. • Certificado para el contacto con alimentos 				
	tamaño		Peso del guante (g)	Longitud (mm)	
	XS		2.9 ± 0.2	Min. 240	
	S		3.2 ± 0.2		
	M		3.4 ± 0.2		
	L		3.7 ± 0.2		
	Espesor (mm)		Al dedo	0.10	
			A la palma	0.05	
			A la muñeca	0.05	
			antes del envejecimiento	después del envejecimiento	
Resistencia a la tracción (MPa)		Min. 14	Min. 14		
Elongación (%)		Min. 500	Min. 400		
Fuerza de rotura (N)		Min. 6	Min. 6		
Contenido en proteínas		Non aplicable			
Nivel de polvo		Max.2 mg/guante			
Packaging	Caja de 100 guantes Cartón de 10 cajas				
Embalaje	Almacenar lejos de la luz del agua o de la humedad, a una temperatura máxima de 40°C.				
Esperanza de vida	5 años a partir de la fecha de fabricación				

<p>Indicaciones de uso</p>	<p>EN ISO 374-5:2016 EN ISO 374-1:2016 Type B</p> <p>VIRUS JKT LATEX Fork NON STERILE</p> <p>40°C 104°F max</p> <p>AQL 1.5</p>
<p>informaciones legales</p>	<p>Dispositivo médico de clase I según REGULAMENTO MDR (EU) 2017/745</p> <p>EPI Cat III según REGULAMENTO EPI (EU) 2016/425 - Mercado CE 0598</p>

Versión 2.0 creada por SMA

Fecha : 12/01/2023